

#beLONGEVITY



X°CRYO™

PRODUCENT - CTN/FINLANDIA

ITP 
BIOMEDICAL COMPANY

X°CRYO™ to urządzenie do miejscowej, precyzyjnej i kontrolowanej kriostymulacji, która ma za zadanie schładzanie wybranych obszarów ciała. Technologia wykorzystuje wysokoprędkościowy strumień schłodzonego powietrza, generowany przez w pełni elektryczny system chłodzenia.

Podczas zabiegu temperatura powierzchni skóry zostaje gwałtownie obniżona, wywołując kontrolowany bodziec termiczny. Krótkotrwała ekspozycja na zimno wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu i stanowi

element programów recovery oraz wellbeing.

Zabieg trwa zazwyczaj od 1 do 3 minut i może być wykonywany na różnych partiach ciała dzięki systemowi wymiennych aplikatorów.



UNIKALNE CECHY:

- Lokalna kriostymulacja bez użycia ciekłego azotu i CO₂
- W pełni elektryczny system chłodzenia
 - mobilność i łatwa instalacja
- Wysokoprędkościowy strumień schłodzonego powietrza
- Regulacja czasu zabiegu (1–3 min)
- Regulacja prędkości nawiewu (3 poziomy)
- Kompaktowa, mobilna konstrukcja
- Przeznaczony do różnych partii ciała

WSKAZANIA:

X°CRYO™ znajduje zastosowanie jako wsparcie w:

- regeneracji po urazach sportowych
- pracy z obrzękami
- stanach zapalnych tkanek miękkich
- dyskomforcie w obrębie stawów
- problemach z mobilnością
- przeciążeniach mięśniowych
- wsparciu procesów rehabilitacyjnych
- rewitalizacji skóry

Technologia umożliwia pracę m.in. w obrębie kolan, łokci, barków, pleców, bioder, szyi, nadgarstków, mięśni, ścięgna Achillesa oraz twarzy.


PARAMETRY TECHNICZNE

X°CRYO™ stanowi element programów wellbeing i recovery, koncentrujących się na pracy z intensywnym bodźcem zimna jako formą krótkiej, dynamicznej stymulacji. Miejscowa kriostymulacja może być stosowana jako samodzielna sesja regeneracyjna lub jako uzupełnienie innych technologii wspierających odnowę biologiczną.

Włączenie X°CRYO™ do oferty pozwala rozszerzyć portfolio o nowoczesne doświadczenie zimna, odpowiadające na potrzeby użytkowników poszukujących szybkich i nieinwazyjnych form wsparcia regeneracji.

Szczegółowe parametry techniczne, warianty urządzenia oraz wymagania instalacyjne przedstawiono w poniższej specyfikacji.

Parametr	XTone
Typ technologii	Kriostymulacja
Ustawienia mocy	1-2-3
Czas trwania zabiegu	1-3 min.
Czas pracy	0-60 min.
Waga	85 kg
Zasilanie	220 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz
Wymiary	75 x 44 x 73 (cm)
Moc chłodzenia	1 800 W
Wydajność powietrza	75 m³/h



AKCESORIA I WARIANTY ZASTOSOWANIA


System X°CRYO™ oferuje wymienne aplikatory umożliwiające precyzyjne dopasowanie zabiegu do obszaru ciała:




Maskę twarzową
do kriostymulacji
twarzy



Aplikatory typu cup w różnych
rozmiarach do większych partii
ciała



Aplikatory punktowe
(spot/nozzle) do
małych obszarów



CryoFoot do
stóp i ścięgna
Achillesa



CryoSphere do jednoczesnego
chłodzenia i masażu



Termometr IR do
kontroli temperatury
skóry

Modułowa konstrukcja pozwala na elastyczne dopasowanie urządzenia do profilu obiektu
– od spa i wellness po centra regeneracji sportowej.



Zakup technologii X°CRYO™ obejmuje nie tylko dostawę urządzenia, ale również kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia rozwiązania w obiekcie. Zapewniamy profesjonalną opiekę techniczną, merytoryczną oraz operacyjną, której celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału technologii w praktyce biznesowej.



RAZEM Z ZAKUPEM TECHNOLOGII X°CRYO™ OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:

SERWIS I WSPARCIE TECHNICZNE

Zapewniamy autoryzowany serwis oraz stałe wsparcie techniczne, obejmujące uruchomienie urządzenia, bieżącą pomoc eksploatacyjną oraz wsparcie w przypadku pytań technicznych. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, stabilnej pracy technologii oraz minimalizacja ewentualnych przestojów, co ma kluczowe znaczenie w środowisku intensywnej pracy obiektów spa, wellness i longevity.

WSPARCIE, DORADZTWO I KONCEPTU- ALIZACJA PRZY ZAKUPIE

Każde wdrożenie technologii #Longevity poprzedzone jest indywidualnym doradztwem, którego celem jest dopasowanie rozwiązania do charakteru obiektu, profilu klientów oraz strategii rozwoju oferty. Wspieramy Państwa na etapie wyboru technologii, konfiguracji urządzenia oraz planowania przestrzeni i procesu wdrożenia. Oferujemy również wsparcie koncepcyjne w zakresie integracji technologii z menu zabiegowym, rytuałami wellness oraz programami longevity, tak aby nowe rozwiązanie stanowiło spójny i wartościowy element oferty obiektu.

SZKOLENIE Z OBSŁUGI TECHNOLOGII

W ramach współpracy zapewniamy kompleksowe szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania technologii #Longevity. Szkolenie obejmuje aspekty techniczne, organizacyjne oraz praktyczne wykorzystanie urządzenia w codziennej pracy. Zespół zostaje przygotowany do samodzielnego prowadzenia sesji, obsługi systemów sterowania oraz pracy zgodnie z założeniami doświadczeń wellness i longevity. Celem szkolenia jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta oraz efektywnego wykorzystania potencjału technologii od pierwszego dnia po wdrożeniu.

**Długowieczność
to nie przyszłość.
To teraźniejszość.**

BĄDŹ CZĘŚCIĄ
#beLONGEVITY



Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez przeszkolonych operatorów. Po odpowiednim przeszkoleniu urządzenie może działać również jako urządzenie samoobsługowe, szczególnie dla użytkowników takich jak zawodowi sportowcy, osoby aktywne fizycznie oraz klienci regularnie korzystający z terapii regeneracyjnych.

ITP 
BIOMEDICAL COMPANY

Wyłączny dystrybutor: ITP S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel +48 722 008 002, www.itpsa.pl
 www.facebook.com/itpsaPL